

Jeder kann Leben retten!

Laiendefibrillatoren

...so retten Sie Leben!



Der LIFEPAK CR® Plus Defibrillator wurde für kaum ausgebildete Ersthelfer in den verschiedensten Umgebungen ausgelegt. Er wurde für alle Personen konzipiert, die bei einem plötzlichen Herzstillstand als Erste zugegen sind.

Helfer werden genau angewiesen – jeweils einen Schritt nach dem anderen und mit ruhiger und klarer Stimme.

In einem Notfall – bei dem jede Sekunde zählt – ist der CR Plus wirklich intuitiv zu verstehen und zu bedienen.

1 Ziehen



2 Platzieren



3 Drücken



Der Defibrillator wird durch Ziehen am Griff eingeschaltet. Die einzelnen Schritte werden per Sprachanweisung erklärt.

Die Brust muss entblößt und die beiden selbstklebenden Elektroden platziert werden. Jetzt analysiert das Gerät die Herzfunktion (EKG). Weist der Betroffene ein Kammerflimmern auf ...

... fordert Sie das Gerät auf, den Knopf zur Defibrillation zu drücken. Eine Defibrillation ist nur in diesem Falle möglich.

THALER SPORT



GdBF

werbung

Industriestraße 1
94486 Osterhofen
Tel. 09932/9545-0
Fax 09932/9545-25
verwaltung@thaler-sport.de

**Lebensrettung
leicht gemacht!**